



VOYAGER IIL

 Belmont

Technologie

- Fauteuil hydraulique: silence, longévité, douceur des mouvements.
- Vitesse des mouvements réglable.
- Grande amplitude verticale: Mini 470 mm, maxi 850 mm.
- Charge supportée: 200 kg.
- Unit pneumatique ultra fiable.
- Instruments dynamiques LED.

Ergonomie

- Entièrement ambidextre : unit et support aspiration.
- Tête manuelle à double articulation.
- Tête position enfant.
- Position optimisée du patient.
- Trendelenburg de 10°.
- Faible épaisseur du dossier.
- Unit praticien réglable en hauteur.

Options possibles

- Version cart mobile.
- Protection complète de l'assise.
- Modulable jusqu'à 4 instruments.
- Grande tablette.
- Sellerie PREMIUM...etc.

1 Sellerie PREMIUM.

2 Tête manuelle double articulation / position enfant.

3 Voyager ILL.

4 Boitier de contrôle.



VOYAGER IIL



- 1 Cart mobile.
- 2 Voyager WOC



TAKARA Compagnie Paris, Belmont.
ZAC du petit Nanterre.
BP 906 - 56 Rue des Hautes Pâtures
92009 Nanterre Cedex, France
Tél.: +33 (0)1 42 42 66 28
Mail: info@belmont.fr
www.belmont.fr

S.A.R.L Takara Cie Paris-RC Nanterre B 682001292-Oct 2013

Crédits photos : Takara Cie Paris-Tous droits réservés.

Les couleurs peuvent différer du teintier, photos non contractuelles.

Les produits et caractéristiques techniques présentés peuvent être sujet à modification sans aucun préavis.

VOYAGER ILL-V1.0-1115